

年度初め
キャンペーン

実験動物用全身麻酔器 TK-40

2025年6月末受注分まで！数量限定！



汎用性の高い小動物用の麻酔器です。

小型で超軽量な設計で使い易い麻酔器となっております。

導入麻酔と維持麻酔を切り替える2方向バルブを付けることが出来ます(別売り¥28,000)。

基本仕様

型番:TK-40 *動物用マスクx1, 接続用チューブ込

販売価格: ¥320,000 (税別)

通常価格 ¥400,000

麻酔濃度:イソフルラン 0~5%

使用温度:15~35℃ 麻酔薬充填量:120ml

流量:0.2~3L/min 最大吐出圧:15kPa±10%

外寸:W170xD245xH270mm 重量:6.0kg

電源:AC100V/0.2A

*キャンペーンモデルにつき写真と異なる場合があります。

おすすめ麻酔器



実験動物用全身麻酔器 TK-7

型番:TK-7

販売価格:イソフルラン/¥550,000 (税別)

セボフルラン/¥550,000 (税別)

麻酔濃度:イソフルラン 0~5%/セボフルラン 0~8%

使用温度:15~35℃ 麻酔薬充填量:120ml

流量:0.2~5L/min 最大吐出圧:27kPa±10%

外寸:W170xD170xH360mm 重量:6.5kg

電源:AC100V/0.2A



特注品 3ch 麻酔器

ご要望に合わせ

特注製作可能です！

余剰ガス回収装置一体型全身麻酔器 TK-7W

型番:TK-7W

販売価格:イソフルラン/¥670,000 (税別)

セボフルラン/¥670,000 (税別)

麻酔濃度:イソフルラン 0~5%/セボフルラン 0~8%

使用温度:15~35℃ 麻酔薬充填量:120ml

麻酔側流量:0.2~5L/min 最大吐出圧:27kPa±10%

吸引側流量:0~5L/min

外寸:W170xD270xH350mm 重量:8.5kg

電源:AC100V 5W



関連製品

人工呼吸器

UNO 小動物用ベンチレータ UMV-3 **キャンペーン価格 ¥500,000**

数量限定!

通常 ¥648,000



マウスやラット(モルモット)の人工呼吸用として、気管カニューレを用いた、一般的な吸入麻酔用に製造されています。

体重15g 以上のマウスでも、優れた性能を発揮することが証明されています。

マイクロベンチレーターは最低最高圧力、呼吸量、呼吸数の調整機能、CO2 吸収器を使った循環システム、及び PEEP 設定が可能な人工呼吸器で、容易に麻酔器に接続出来ます。

SAV2500 小動物用人工呼吸器(V725000 型 SurgiVet 社)

数量限定!

キャンペーン価格 ¥280,000

通常 ¥598,000




体重2kg 以上の動物に適した人工呼吸器で、ベローズの交換により大動物まで使用できます。

容量による換気、圧力による換気、吸気時間の調整ができます。本装置の駆動には酸素を使います。

数量限定!

スタンド型挿管台 18000014 **キャンペーン価格 ¥80,000**

通常 ¥160,000



マウスやラットの歯に紐を掛けて吊り下げて使用します。
先端のノーズコーンは麻酔ガスが流れるように設計されており、麻酔下での挿管が可能です。

製品の仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。



株式会社バイオマシナリー

〒275-0026 千葉県習志野市谷津 4-5-20

TEL:047-455-8131 / FAX:047-455-8132

E-Mail:info@biomachinery.co.jp