実験動物用全身麻酔器 TK-40



キャンペーン期間

2026年11月1日(日) ～ 2027年2月28日(日)

イソフルラン用麻酔器 TK-40

期間限定 20%OFF

通常価格(税別)
¥400,000 ▶

キャンペーン特別価格(税別)
¥320,000

小動物用の高性能麻酔器です。
小型で超軽量な設計でお求め易い麻酔器となっております。
導入麻酔と維持麻酔を切り替える２方向バルブを付けることが出来ます(別売り¥28,000-)。


特　徴

- エアーポンプを内蔵しており、フォーレン混合気を酸素無しでも長時間安定供給できます。操作が大変容易で日常の簡易な実験処理から長時間の手術まで応用可能です。
- 麻酔深度の調節が容易で、導入・覚醒が極めて良い。
- 引火性が無くエーテル麻酔等に比べ安全です。
- 気化器はイソフルラン／セボフルランの２種類から選択できます。(写真はイソフルラン)
- 麻酔薬の注入方式は簡単便利なイージーフィルを採用。アダプターも付属します。
  その他、ファンネルフィル、キーフィルタイプもご用意がございます。
- コンパクトサイズで場所をとらず、軽量な為持ち運びが容易です。
- ２方向の切り替えバルブを付けると、導入・維持麻酔の切り替えがワンタッチで行えます。

イージーフィルについて

麻酔薬瓶の口に専用アダプターを付けるだけ。
瓶を逆さにしてもこぼれません。注ぎ口に押し込むことで麻酔薬を注入します。＊アダプターがなくても注げます。





基本仕様

型番	TK-40
販売価格	イソフルラン／¥400,000－(税別) セボフルラン／¥500,000－(税別)
麻酔濃度	イソフルラン 0～5% ／ セボフルラン 0～8%
使用温度	15～35℃
麻酔薬充填量	120ml
流量	0.2～5L/min
最大吐出圧	15kPa ±10%
外寸	W170 × D245 × H270 mm
重量	6.0 kg
電源	AC100V／0.2A

選べる気化器

イソフルラン用



セボフルラン用



気化器はイソフルラン／セボフルランの２種類から選択できます。(写真はイソフルラン)

株式会社バイオマシナリー
〒275-0026 千葉県習志野市谷津4-5-20
TEL: 047-455-8131 / FAX: 047-455-8132
E-Mail: info@biomachinery.co.jp

※ 流量計は変更することがあります。写真は2方向バルブが付いた形となります。